

# Sebexol® Basic mit pH-Wert 5



## Die Pflege allergischer Haut

### Anwendungsgebiete

- Zur Pflege überempfindlicher und allergischer Haut am ganzen Körper.
- Auch zur Intensivpflege rissiger Haut bei Neurodermitis und Psoriasis. Bei geschlossener Haut empfehlen wir Sebexol® Lotio cum urea 5%.
- Für den intertriginösen (Genitoanalbereich) und interdigitalen Bereich, bei Pilzkrankungen.
- Bei Alkalischäden der Haut, Austrocknung durch entfettende Reinigungsmittel (Berufsdermatiden), Ekzemen, trockener Haut durch häufiges Händewaschen und Desinfizieren (Ärzte, Klinik- und Praxispersonal).
- Zur Intervalltherapie.

### Eigenschaften

- Hypoallergen.
- Ohne Parfüm.
- Zieht sehr schnell ein, klebt nicht.
- Hohe Akzeptanz beim Patienten.
- Mit Vitamin E und Allantoin.

Sebexol® Basic ist eine O/W-Emulsion. Sie behindert die Hautatmung nicht, da kein Okklusiveneffekt vorhanden ist. Es entsteht kein Hitzestau. Sie wirkt kühlend nach dem Sonnenbad und UV-Bestrahlung.

Sebexol® Basic macht die Haut geschmeidig und zart, regeneriert den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt, verbessert die Elastizität und vermindert das Spannungsgefühl.

Bei verändertem pH-Wert der Haut stellt Sebexol® Basic das natürliche Säuremilieu wieder her. Darüber hinaus unterstützt sie die Abwehrfunktion und stabilisiert den natürlichen Säureschutzmantel der Haut.

### Anwendungsweise

Leicht in die Haut einmassieren.  
Sparsam verwendbar, da sehr ergiebig.

Anwendungs-Tipps bei starken Schuppen oder Schuppenflechte am Kopf erhalten Sie über unsere Website.

### Zusammensetzung

Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Isopropyl Lanolate, Allantoin, Sodium Cetearyl Sulfate, PCA, Imidazolidinyl Urea, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Dimethicone, Citric Acid.

### Packungsgrößen

50 ml, 150 ml, 500 ml

Wir empfehlen, die 500 ml-Flasche mit unserem hygienischen und praktischen Dosierspender auszurüsten. Er kann für die nächste Flasche wieder verwendet werden.

### Hinweise für Ärzte und Apotheker

Sebexol® Basic wird auch als Rezeptgrundlage eingesetzt.

Jede Flasche ist mit einem chargenbezogenen Analysenzertifikat nach §6(3) ApBetrO ausgestattet.

Rezepturempfehlungen erhalten Sie über unsere Website.